



Kinderschoenen

Welke schoen past bij
mijn spalk of zool?


Libra

REVALIDATIE
AUDIOLOGIE



Als het leven een nieuwe balans vraagt

Kenmerken kinderschoen



In deze folder kunt u in het kort vinden waar u op moet letten bij het kopen van nieuwe schoenen.

Scan een van de QR-codes bij de tekst voor een kort filmpje.



Tips bij kopen van schoenen

- Ga naar een schoenenwinkel met ervaren winkelpersoneel dat kindervoeten goed op kan meten en waarbij het mogelijk is om de schoenen te ruilen;
- Neem ruim de tijd voor het pasmoment;
- Als u schoenen gaat kopen neem dan altijd de EVO (onderbeenspalk), SureStep of zolen mee naar de schoen winkel;
- Vraag de revalidatiearts, schoenmaker of fysiotherapeut om hulp als u er niet uitkomt.



Steunzolen

Bij steunzolen is het advies om schoenen met losse inlegzolen aan te schaffen die verwijderd kunnen worden. Na verwijdering van de inlegzool past de steunzool beter in de schoen. Extra lengte van de schoen is niet nodig.



Scan de QR-code hiernaast om een kort filmpje te bekijken over steunzolen voor meer informatie.



Steunzolen en stijfverende zolen

Bij steunzolen met stijfverende zolen is het advies om schoenen met losse inlegzolen aan te schaffen die verwijderd kunnen worden. Na verwijdering van de inlegzool past de steunzool beter in de schoen.

Omdat de steunzool en stijfverende zool beide in de schoen komen te liggen, is er extra ruimte in de schoen nodig. Daarnaast is het makkelijk als de schoen ver naar voren open kan (een groter inschot) zodat de stijfverende zool makkelijk in de schoen gaat. Extra lengte van de schoen is niet nodig.



Scan de QR-code hiernaast om een kort filmpje te bekijken over steunzolen en stijfverende zolen voor meer informatie.



Een SureStep

Het advies is om schoenen met losse inlegzolen aan te schaffen die verwijderd kunnen worden. Na verwijdering van de inlegzool past de SureStep beter in de schoen.

Daarnaast is het makkelijk als de schoen ver naar voren geopend kan worden (een groter inschot), zodat de SureStep gemakkelijk in de schoen kan worden geplaatst wanneer de voet erin zit. Extra lengte van de schoen is niet nodig.



Scan de QR-code hiernaast om een kort filmpje te bekijken over een SureStep voor meer informatie.



Een EVO

Het wordt aangeraden om schoenen aan te schaffen met losse inlegzolen en een wijde opening aan de voorkant (een groter inschot), zodat de EVO gemakkelijk in de schoen past wanneer de voet erin zit.

Een EVO vraagt om een schoen die iets langer is dan de schoenmaat en meer ruimte geeft in de breedte. Geef het aan de revalidatiearts of schoenmaker door als u nieuwe schoenen moet kopen voor een huidige EVO. Samen bekijkt u dan of de EVO in combinatie met de schoen nog goed afgesteld is.



Scan de QR-code hiernaast om een kort filmpje te bekijken over een EVO voor meer informatie.



Een EVO met scharnier

Het advies is om lage schoenen met losse inlegzolen aan te schaffen die verwijderd kunnen worden en ver naar voren open kunnen (een groter inschot) zodat de EVO met de voet erin makkelijk in de schoen past.

Een EVO vraagt om een schoen die iets langer is dan de schoenmaat en meer ruimte geeft in de breedte. Het is belangrijk dat dit een lage schoen is zodat het scharnier van de EVO zijn werk kan blijven doen.

Geef het aan de revalidatiearts of schoenmaker door als u nieuwe schoenen moet kopen over de huidige EVO. Samen bekijkt u dan of de EVO in combinatie met de schoen nog goed afgesteld is.



Scan de QR-code hiernaast om een kort filmpje te bekijken over een Evo met scharnier voor meer informatie.

Samenvatting: Welke schoen past bij mijn zool of spalk?

 Libra REVALIDATIE KONINKRIJK	Losse inlegzool	Extra Schoenlengte	Groter inschot (ver naar voren open)	Let ook op:
Steunzolen	Ja	Nee	Nee	-
Steunzolen met stijfverende zolen	Ja	Ja	Ja	-
SureStep	Ja	Nee	Ja	-
EVO	Ja	Ja	Ja	-
EVO met scharnier	Ja	Ja	Ja	Lage schoen Bredere schoen

Uw zorgnota

kijk voor al uw vragen over de zorgnota
op www.libranet.nl/zorgnota.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Aantekeningen:

Libra

REVALIDATIE
AUDIOLOGIE



LIBRA REVALIDATIE

Toledolaan 2
5629 CC Eindhoven

Vogelsbleek 1
6001 BE Weert

Prof. Stoltehof 3
5022 KE Tilburg

Nieuwstraat 70
5691 AG Son

Kinder- en jongerencentrum Leijpark
Professor van Buchemlaan 20
5022 KB Tilburg

www.libranet.nl

088 313 20 00

